





**AG ≥ 36 SA et PN ≥ 1800 g**

Validation mars 2021

Repérage pour mise en place de l'hypothermie en type 3 **avant H6**



**Que faire en attendant le transfert en type 3 ?**  
**OBJECTIF** : ne pas amplifier les mécanismes cytotoxiques et iatrogéniques

- 1 RÉANIMATION EN NORMOTHERMIE** Mesures chauffage possible / objectif 36,5°C-37,5°C
- 2 MONITORAGE CONTINU TEMPÉRATURE +++** Sonde thermique rectale / axillaire avec relevé tous les 1/4 h
- 3 STABILISATION HEMODYNAMIQUE – REFROIDISSEMENT PASSIF + ACCORD TYPE 3** Cible 36°C

